

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	1.1	ARTERIAL

ALARGADOR ARTERIAL MACHO / HEMBRA



DESCRIPCION

El uso de una línea arterial esta indicada para la administración de medicamentos. Además, permite obtener muestras de sangre arterial repetida sin recurrir a múltiples punciones, lo cual disminuye el riesgo de complicaciones tales como hematomas, trombosis arterial, entre otras.

CARACTERISTICAS

Alargador arterial con línea roja de identificación.
Presenta una conexión de tipo luer lock de tipo macho - hembra.
Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

Estéril en oxido de etileno.

Tubo de 1.5 MM de diámetro interior por 3 MM de diámetro exterior.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
M/H	10 CM	LAMH010	80 UNIDADES
M/H	15 CM	LAMH015	80 UNIDADES
M/H	30 CM	LAMH030	80 UNIDADES
M/H	60 CM	LAMH060	50 UNIDADES
M/H	90 CM	LAMH090	50 UNIDADES
M/H	100 CM	LAMH100	50 UNIDADES
M/H	120 CM	LAMH120	50 UNIDADES
M/H	150 CM	LAMH150	40 UNIDADES

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA