

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	14.1	CINTAS

REEMPLAZO DE TENDON



DESCRIPCION

Reemplazo de tendón se le llama a esta cinta por su color y uso específico en tendones, en ciertos procedimientos quirúrgicos.

CARACTERISTICAS

Reemplazo temporal de tendón, color blanco.

Su largo es de 35 cm.

Producto **100% silicona**

Estéril en oxido de etileno.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
BLANCO	50 CM	RT050	UNIDAD

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA