


ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	2.0	VENOSA

LINEA VENOSA MACHO / MACHO



DESCRIPCION

El uso de una línea venosa esta indicada para la administración de medicamentos. Además, permite obtener muestras de sangre venosa repetida sin recurrir a múltiples punciones, lo cual disminuye el riesgo de complicaciones tales como hematomas, trombosis venosa, entre otras.

CARACTERISTICAS

Alargador venoso con línea azul de identificación.

Presenta una conexión luer lock de tipo macho - macho.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

Estéril en oxido de etileno.

Tubo de 3 MM de diámetro interior por 4.1 MM de diámetro exterior.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
M/M	10 CM	LVMM010	65 UNIDADES
M/M	15 CM	LVMM015	65 UNIDADES
M/M	30 CM	LVMM030	65 UNIDADES
M/M	60 CM	LVMM060	50 UNIDADES
M/M	90 CM	LVMM090	40 UNIDADES
M/M	100 CM	LVMM100	35 UNIDADES
M/M	120 CM	LVMM120	35 UNIDADES
M/M	150 CM	LVMM150	30 UNIDADES

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA