

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	2.1	VENOSA

### **LINEA VENOSA MACHO / HEMBRA**



#### **DESCRIPCION**

El uso de una línea venosa esta indicada para la administración de medicamentos. Además, permite obtener muestras de sangre venosa repetida sin recurrir a múltiples punciones, lo cual disminuye el riesgo de complicaciones tales como hematomas, trombosis venosa entre otras.

#### **CARACTERISTICAS**

Alargador venoso con línea azul de identificación.  
Presenta una conexión luer lock de tipo macho - hembra.  
Producto hecho de PVC **atxico libre de látex.**

**Estéril en oxido de etileno.**

Tubo de 3 MM de diámetro interior por 4.1 MM de diámetro exterior.

<b>TIPO</b>	<b>LARGO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>CANTIDAD POR CAJA</b>
M/H	10 CM	LVMH010	65 UNIDADES
M/H	15 CM	LVMH015	65 UNIDADES
M/H	30 CM	LVMH030	65 UNIDADES
M/H	60 CM	LVMH060	50 UNIDADES
M/H	90 CM	LVMH090	40 UNIDADES
M/H	100 CM	LVMH100	35 UNIDADES
M/H	120 CM	LVMH120	35 UNIDADES
M/H	150 CM	LVMH150	30 UNIDADES

#### **Otras medidas bajo pedido.**

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA