


ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	2.2	VENOSA

LINEA VENOSA CON LLAVE



DESCRIPCION

El uso de una línea venosa con llave esta indicada para la administración de medicamentos, facilitando la entrada de otras vías.

Además, permite obtener muestras de sangre venosa repetida sin recurrir a múltiples punciones, lo cual disminuye el riesgo de complicaciones tales como hematomas, trombosis venosa, entre otras.

CARACTERISTICAS

Alargador venoso con línea azul de identificación.

Presenta una llave de tres pasos con cuerpo de policarbonato grado medico y manilla de giro de propileno grado medico, la cual tiene un sistema de giro en 360° y una conexión luer lock de tipo macho – hembra.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

Estéril en oxido de etileno.

Tubo de 3 MM de diámetro interior por 4.1 MM de diámetro exterior.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
C/ LLAVE	10 CM	LVLL010	50 UNIDADES
C/ LLAVE	15 CM	LVLL015	50 UNIDADES
C/ LLAVE	30 CM	LVLL030	40 UNIDADES
C/ LLAVE	60 CM	LVLL060	35 UNIDADES
C/ LLAVE	90 CM	LVLL090	30 UNIDADES
C/ LLAVE	100 CM	LVLL100	25 UNIDADES
C/ LLAVE	120 CM	LVLL120	20 UNIDADES
C/ LLAVE	150 CM	LVLL150	20 UNIDADES

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA