


ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	2.4	VENOSA

LINEA VENOSA CON LLAVE NEEDLE FREE



DESCRIPCION

El uso de una línea venosa con llave esta indicada para la administración de medicamentos, facilitando la entrada de otras vías. Cuenta también con un sistema needle free.

Además, permite obtener muestras de sangre venosa repetida sin recurrir a múltiples punciones, lo cual disminuye el riesgo de complicaciones tales como hematomas, trombosis venosa, entre otras.

CARACTERISTICAS

Alargado venoso con línea azul de identificación.

Presenta una llave de tres vías con cuerpo de policarbonato grado medico y una manilla de giro en 360°, mas un conector needle free (libre de aguja), libre de metales (sin resorte) con pistón de silicona y una conexión luer lock de tipo macho – hembra.

Producto hecho de PVC atoxico libre de látex.

Estéril en oxido de etileno.

Tubo de 3 MM de diámetro interior por 4.1 MM de diámetro exterior.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
C/ LLAVE NF	10 CM	LVLLNF010	60 UNIDADES
C/ LLAVE NF	30 CM	LVLLNF030	50 UNIDADES
C/ LLAVE NF	60 CM	LVLLNF060	40 UNIDADES
C/ LLAVE NF	100 CM	LVLLNF100	35 UNIDADES

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA