


ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	4.0	MICROLINE

### LINEA MICROLINE Y MICROLINE FOTOSENSIBLE



#### DESCRIPCION

Alargador microline indicado en neonatos. Para la administración de medicamentos, el cual también puede ser fotosensible, para medicamentos específicos que lo requieran.

#### CARACTERISTICAS

Alargador microline, y microline fotosensible.

Presenta conexiones luer lock de tipo macho – hembra.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

**Estéril en oxido de etileno.**

Tubo de 1MM de diámetro interior por 2 MM de diámetro exterior.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
M/H	100 CM	LM100	80 UNIDADES
M/H	120 CM	LM120	60 UNIDADES
M/H	150 CM	LM150	50 UNIDADES
M/H FT	100 CM	LMA100	80 UNIDADES
M/H FT	120 CM	LMA120	60 UNIDADES
M/H FT	150 CM	LMA150	50 UNIDADES

#### Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA