

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	4.3	MICROLINE

LINEA MICROLINE
CON CONEXIÓN EN "T" Y PUNTO DE INFUSION



DESCRIPCION

Alargador neonatal en "T" con punto de infusión para la administración de medicamentos específicos en bebés.

CARACTERISTICAS

Alargador neonatal en "T" con punto de infusión, libre de látex.

Presenta una conexión luer lock de tipo macho - hembra.

Además de un clamp de corte.

Producto hecho de PVC atóxico **libre de látex.**

Estéril en oxido de etileno.

Tubo de 1 MM de diámetro interior por 2 MM de diámetro exterior.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD MINIMA
PUNTO DE INFUSION	15 CM	LNT015	100

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA