

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	5.1	ASPIRACION

TUBO DE ASPIRACION



DESCRIPCION

Tubo para aspiración, gracias a su diámetro interior y su alta resistencia, facilita su acción.

CARACTERISTICAS

Tubo para aspiración, presenta línea azul de identificación.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

Estéril en oxido de etileno.

Tubo de 8 MM de diámetro interior por 12 MM de diámetro exterior.

TIPO	LARGO	CODIGO	CATIDAD POR CAJA
ASPIRACION	2 MTS.	TA200	50 UNIDADES

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA