

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	6.0	EQUIPOS

EQUIPO DE IRRIGACION PARA ARTROSCOPIA



DESCRIPCION

Equipo de irrigación en "Y", cuenta con una punta introductora, lo que facilita el ingreso de esta a una bolsa de suero y/o medicamento, según sea necesario.

CARACTERISTICAS

Equipo de irrigación para artroscopia en "Y", presenta una línea azul de identificación, un clamp de corte con seis click, el cual permite la utilización de la vía que se requiera, regulando fácilmente el flujo. Mas un conector adicional que adapta al equipo según su uso. Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex**.

Estéril en oxido de etileno.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
ARTROSCOPIA	200 CM	EYA200	50 UNIDADES

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA