

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	6.2	EQUIPOS

EQUIPO DE MICROGOTEO PEDIATRICO



DESCRIPCION

Equipo de microgoteo pediátrico, cuenta con cámara de 100 ml graduada, y una microcámara con filtro que regula el flujo caído. Además cuenta con una punta introductora, lo que facilita en ingreso de esta a una bolsa de suero o medicamento, según sea necesario.

CARACTERISTICAS

Equipo de microgoteo pediátrico, con cámara de goteo y punto de infusión en "Y", **libre de látex**, para la administración simultanea de algún medicamento, con válvula flotadora, indicadora de volumen, la cual corta el paso del aire.

Mas un clamp de corte rotatorio, el cual permite el cierre de la vía que se requiera o regula fácilmente el flujo y/o goteo.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex**.

Estéril en oxido de etileno.

TIPO	CANTIDAD	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
MICROGOTEO NEONATAL	100 ML	EMG100	50 UNIDADES

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA