


ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	8.0	BAJADA DE SUERO

BAJADA DE SUERO



DESCRIPCION

Bajada de suero, cuenta con una punta introductora lo que facilita su ingreso a una bolsa de suero o medicamento, según sea necesario.

Además de una cámara de goteo con filtro la cual regula el flujo caído.

CARACTERISTICAS

Bajada de suero con línea azul de identificación, presenta una cámara de goteo con filtro y un clamp de corte rotatorio, el cual regula el flujo según sea necesario.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

Estéril en oxido de etileno.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
BAJADA SUERO	1.50 CM	BS150	20

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA