

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	1	ARTERIAL

### **ALARGADOR ARTERIAL MACHO / MACHO**



#### **DESCRIPCION**

El uso de una línea arterial esta indicada para la administración de medicamentos. Además, permite obtener muestras de sangre arterial repetida sin recurrir a múltiples punciones, lo cual disminuye el riesgo de complicaciones tales como hematomas, trombosis arterial, entre otras.

#### **CARACTERISTICAS**

Alargador arterial con línea roja de identificación.  
Presenta una conexión luer lock de tipo macho - macho.  
Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

**Estéril en oxido de etileno.**

Tubo de 1.5 MM de diámetro interior por 3 MM de diámetro exterior.

<b>TIPO</b>	<b>LARGO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>CANTIDAD POR CAJA</b>
M/M	10 CM	LAMM010	80 UNIDADES
M/M	15 CM	LAMM015	80 UNIDADES
M/M	30 CM	LAMM030	60 UNIDADES
M/M	60 CM	LAMM060	50 UNIDADES
M/M	90 CM	LAMM090	50 UNIDADES
M/M	100 CM	LAMM100	50 UNIDADES
M/M	120 CM	LAMM120	50 UNIDADES
M/M	150 CM	LAMM150	40 UNIDADES

#### **Otras medidas bajo pedido.**

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA