

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	1.2	ARTERIAL

### **ALARGADOR ARTERIAL CON LLAVE**



#### **DESCRIPCION**

El uso de una línea arterial con llave esta indicada para la administración de medicamentos, facilitando la entrada de otras vías.

Además, permite obtener muestras de sangre arterial repetida sin recurrir a múltiples punciones, lo cual disminuye el riesgo de complicaciones tales como hematomas, trombosis arterial, entre otras.

#### **CARACTERISTICAS**

Alargador arterial con línea roja de identificación.

Presenta una llave de tres vías, con cuerpo de policarbonato grado medico y manilla de giro de propileno grado medico. La cual tiene un sistema de giro en 360° y una conexión luer lock de tipo macho – hembra.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

**Estéril en oxido de etileno.**

Tubo de 1.5 MM de diámetro interior por 3 MM de diámetro exterior.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
C/LLAVE	10 CM	LAL010	60 UNIDADES
C/LLAVE	60 CM	LAL060	40 UNIDADES
C/LLAVE	100 CM	LAL100	35 UNIDADES

#### **Otras medidas bajo pedido.**

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA