

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	10	TRANSDUCTOR

**TRANSDUCTOR DE PRESION**



**DESCRIPCION**

Transductor protector con filtro hidrófobico con doble luer lock.

**CARACTERISTICAS**

Transductor de presión para hemodiálisis.

Presenta conexión de tipo luer lock macho - hembra, con membrana porosa de 0,22 micras.

Producto **libre de látex.**

**Estéril en oxido de etileno.**

TIPO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
AISLADOR DE PRESION	APH100	60 UNIDADES

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA