

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	11	PUNZON

**PUNZON CON CONECTOR NEEDLE FREE**



**DESCRIPCION**

Punzón para fraccionamiento de medicamentos.  
Cuenta con un conector needle free,  
Además presenta un sistema luer lock.

**CARACTERISTICAS**

Punzón con conector de una vía, presenta un sistema needle free (libre de aguja), libre de metales (sin resorte) con pistón de silicona y una conexión luer lock.  
Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

**Estéril en oxido de etileno.**

TIPO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
PUNZON NEEDLE FREE	PCLA001	50 UNIDADES

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA