

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	12	CONECTOR

### **CONECTOR NEEDLE FREE**



#### **DESCRIPCION**

Conector needle free es un sistema muy eficaz, ya que protege el catéter del paciente, de las contaminaciones que pueden causar infecciones sanguíneas.

#### **CARACTERISTICAS**

Conector needle free (libre de aguja), libre de metales (sin resorte) con pistón de silicona y una conexión luer lock de tipo macho - hembra.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

**Estéril en oxido de etileno.**

<b>TIPO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>CANTIDAD POR CAJA</b>
CONECTOR	CLA001	100

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA