

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	14	CINTAS

CINTA DE OCLUSION



DESCRIPCION

Cinta de identificación y oclusión vascular, se presenta en distintos colores para la identificación en procedimientos quirúrgicos.

CARACTERISTICAS

Cinta de oclusión se presenta en colores rojo, azul, blanco y amarillo. En versiones mini y maxi.

Sobre con 2 unidades de 50 cm. Medidas: **mini** 1,0 mm de diámetro interior por 1,4 mm de diámetro exterior – **maxi** 1,4 mm de diámetro interior por 2,4 mm de diámetro exterior.

Producto **100% silicona**.

Estéril en oxido de etileno.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
ROJO MINI	50 CM	CORMIN	UNIDAD
ROJO MAXI	50 CM	CORMAX	UNIDAD
AZUL MINI	50 CM	COBMIN	UNIDAD
AZUL MAXI	50 CM	COBMAX	UNIDAD
AMARILLO MINI	50 CM	COYMIN	UNIDAD
AMARILLO MAXI	50 CM	COYMAX	UNIDAD
BLANCO MINI	50 CM	COWMIN	UNIDAD
BLANCO MAXI	50 CM	COWMAX	UNIDAD

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA