


ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	15	NARICERAS

### **NARICERAS NEONATAL, PEDIATRICA Y ADULTO**



#### **DESCRIPCION**

Nariceras de uso cómodo y simple para la administración de oxígeno suplementario.

#### **CARACTERISTICAS**

Tiene tres presentaciones: neonatal, pediátrica y adulto. Con cánula nasal ajustable en profundidad.

Producto 100% silicona en contacto con paciente, **libre de látex**.

Tubo de PVC atóxico **libre de látex** de extensión.

**Estéril en óxido de etileno.**

<b>TIPO</b>	<b>DIAMETRO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>CANTIDAD POR CAJA</b>
NEONATAL	2 MM	NNS210	20 UNIDADES
PEDIATRICA	3 MM	NPS210	20 UNIDADES
ADULTO	4 MM	NAS210	20 UNIDADES

<b>V° B° PRODUCCION</b>	<b>V° B° CALIDAD</b>	<b>V° B° COMERCIAL</b>	<b>V° B° GERENCIA</b>