

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	2.5	VENOSA

### **LINEA VENOSA CON LLAVE NEEDLE FREE 2 Y 4 VIAS**



#### **DESCRIPCION**

El uso de una línea venosa esta indicada para la administración de medicamentos. Además, permite obtener muestras de sangre venosa repetida sin recurrir a múltiples punciones, lo cual disminuye el riesgo de complicaciones tales como hematomas, trombosis venosa, entre otras.

#### **CARACTERISTICAS**

Alargador venoso de dos o cuatro vías, con línea azul de identificación. Presenta un conector needle free (libre de aguja), libre de metales (sin resorte) con pistón de silicona y una conexión luer lock de tipo macho – hembra.

Además de un clamp de corte.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

**Estéril en oxido de etileno.**

Tubo de 3 MM de diámetro interior por 4.1 MM de diámetro exterior.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
VENOSA 2 VIAS	10 CM	LV2V010	50 UNIDADES
VENOSA 2 VIAS NF	10 CM	LV2VNF010	50 UNIDADES
VENOSA 4 VIAS	15 CM	LV4V015	40 UNIDADES

#### **Otras medidas bajo pedido.**

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA