

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	3.0	LLAVES

LLAVE DE TRES VIAS



DESCRIPCION

El uso de una llave de tres vías es recomendado para la infusión y administración intermitente de medicamentos por vía intravenosa.

CARACTERISTICAS

Llave de tres pasos con cuerpo de policarbonato grado medico y manilla de giro de propileno grado medico, la cual tiene un sistema de giro en 360° y una conexión luer lock de tipo macho – hembra.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

Estéril en oxido de etileno.

TIPO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
LLAVE DE TRES VIAS	LLA3V360	50 UNIDADES

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA