

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	4.2	MICROLINE

### **LINEA NEONATAL**



#### **DESCRIPCION**

El uso de la línea neonatal es exclusivo para el ingreso de medicamentos al organismo en bebés.

Además, presenta un punto de infusión needle free el cual permite una administración extra de algún medicamento.

#### **CARACTERISTICAS**

Alargador neonatal en "T" con punto de infusión needle free (libre de aguja).

Presenta una conexión luer lock de tipo macho rotatorio - hembra.

Además de un clamp de corte.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

**Estéril en oxido de etileno.**

Tubo de 1 MM de diámetro interior por 2 MM de diámetro exterior.

<b>TIPO</b>	<b>LARGO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>CANTIDAD POR CAJA</b>
M/H	15 CM	LT015	100

#### **Otras medidas bajo pedido.**

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA