

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	5.0	ASPIRACION

TUBO NO CONDUCTIVO PARA ASPIRACION



DESCRIPCION

Tubo no conductivo para aspiración, debido a su diámetro interior y a su conector cónico estriado, facilita la aspiración de alta resistencia.

CARACTERISTICAS

Tubo no conductivo para aspiración, presenta línea azul de identificación, además de un conector cónico estriado en ambos extremos.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex**.

Estéril en oxido de etileno.

Tubo de 6 MM de diámetro interior por 9 MM de diámetro exterior.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
NO CONDUCTIVO	180 CM	TNC180	80 UNIDADES
NO CONDUCTIVO	300 CM	TNC300	50 UNIDADES

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA