

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	6.1	EQUIPOS

EQUIPO DE IRRIGACION PARA UROLOGIA



DESCRIPCION

Equipo de irrigación para urología en “Y”, cuenta con una punta introductora lo que facilita el ingreso de esta a una bolsa de suero y/o medicamento, según sea necesario. Además cuenta con una cámara de goteo para el equilibrio de las presiones de las vías.

CARACTERISTICAS

Equipo de irrigación para urología en “Y” con cámara de goteo. Presenta una línea azul de identificación, un clamp de corte con seis click, el cual permite la utilización de la vía que se requiera, regulando fácilmente el flujo. Mas un conector adicional que adapta el equipo según su uso. Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**
Estéril en oxido de etileno.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
UROLOGIA	200 CM	EYU200	50 UNIDADES

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA