

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	7.0	BOLSA

BOLSA EVA



DESCRIPCION

Bolsa Eva para una segura alimentación parenteral de su paciente.

CARACTERISTICAS

Bolsa Eva presenta una espiga con filtro y un clamp de corte, el cual permite el cierre de la vía según sea necesario.

También cuenta con una tapa blanca para la bolsa Eva y un clamp de corte para el cambio de la misma, el cual se ubica sobre el conector.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

Estéril en oxido de etileno.

TIPO	CANTIDAD	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
BOLSA EVA	450 ML	BAP500	70 UNIDADES

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA