

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	8.1	BAJADA DE SUERO

BAJADA DE SUERO FOTOSENSIBLE



DESCRIPCION

Bajada de suero fotosensible para medicamentos específicos que lo necesiten, cuenta con una punta introductora lo que facilita su ingreso a una bolsa de suero o medicamento. Además de una cámara de goteo con y sin filtro, la cual regula el flujo caído.

CARACTERISTICAS

Bajada de suero fotosensible color ámbar, presenta una cámara de goteo con y sin filtro, la cual tiene un sistema de venteo.

Mas un clamp de corte rotatorio, el cual regula el flujo según sea necesario.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex**

Estéril en oxido de etileno.

TIPO	LARGO	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
DABAJA SUERO FOTOSENSIBLE	1.50 CM	BSF150	20 UNIDADES

Otras medidas bajo pedido.

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA