

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FICHA N°	TIPO LINEA
DANITZA BARRERA	GONZALO SALAZAR	17/05/2010	9.0	REGULADOR

REGULADOR DE FLUJO



DESCRIPCION

Regulador de flujo, controla el paso de soluciones cuyos volúmenes van desde los 5 a 250 ml/hr.

Presenta un sitio de infusión en "Y" libre de látex, para la administración simultanea de un medicamento.

CARACTERISTICAS

Regulador de flujo de 5 a 250 ml/hr, presenta un punto de infusión en "Y", con línea azul de identificación. Mas una conexión luer lock de tipo macho - hembra.

Producto hecho de PVC atoxico **libre de látex.**

Estéril en oxido de etileno.

TIPO	ML/HR	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
REGULADOR	5 A 250	REF060	20 UNIDADES

V° B° PRODUCCION	V° B° CALIDAD	V° B° COMERCIAL	V° B° GERENCIA